

SENSICA

# La Tua Guida Sensilift di 8 Settimane

Tutto il necessario per sollevare,  
rassodare e levigare viso e collo a casa.

Rassodamento Cutaneo a RF



# Cosa fa realmente Sensilift

Sensilift è un dispositivo di livello clinico che utilizza la **tecnologia RF Dinamica** per fornire energia a radiofrequenza attraverso tre elettrodi negli strati più profondi della pelle. Un motore a vibrazione integrato fornisce un massaggio delicato allo stesso tempo.

Insieme, questi due meccanismi stimolano la produzione di collagene ed elastina, rassodano la pelle cadente e riducono l'aspetto di linee sottili e rughe su viso, collo e linea della mascella.

**Fissa aspettative realistiche.** I risultati sono cumulativi e si sviluppano durante l'intero protocollo di 8 settimane. Non vedrai cambiamenti drastici dopo una singola sessione. La costanza è ciò che fa funzionare la RF. I risultati durano circa 3 mesi e possono essere mantenuti con sessioni regolari.

## TEMPISTICHE REALISTICHE

### SETTIMANA 2

#### Riscaldamento

La pelle potrebbe sembrare più calda e leggermente più tesa dopo le sessioni. Il tuo corpo sta reagendo.

### SETTIMANA 4

#### Cambiamenti Sottili

La consistenza della pelle inizia a sembrare più liscia ed elastica. Il rimodellamento più profondo è in corso.

### SETTIMANA 6

#### Cambiamento Visibile

Le linee sottili si ammorbidiscono. La linea della mascella e il collo appaiono più sodi e definiti.

### SETTIMANA 8

#### Risultati Completi

Il miglioramento più evidente. L'effetto lifting e rassodante continua a svilupparsi per settimane.

*I risultati individuali variano in base al tipo di pelle, all'età, alle condizioni iniziali e alla costanza. Queste tempistiche riflettono l'esperienza generale della maggior parte degli utenti.*

# Prima della tua prima sessione

Devono accadere due cose prima di iniziare un trattamento completo: controllare l'elenco delle controindicazioni e completare un test cutaneo di 48 ore.

## Non usare Sensilift se:

Sei incinta o in allattamento · Hai un impianto attivo (pacemaker, microinfusore per insulina) · Hai un grave disturbo cardiaco · Hai diabete o malattie della tiroide non controllati · Hai una malattia autoimmune · Hai disturbi della coagulazione del sangue o prendi fluidificanti del sangue · Hai una storia di trombosi venosa profonda · Hai una storia di disturbi del collagene o cicatrici cheloidi · Hai un cancro alla pelle o hai ricevuto radiazioni/chemioterapia negli ultimi 3 mesi · Hai preso Accutane negli ultimi 6 mesi · Hai la pelle danneggiata, infetta o gravemente irritata nell'area di trattamento · Hai meno di 18 anni

Se hai impianti permanenti, placche metalliche, piercing, tatuaggi, o hai subito interventi chirurgici o procedure estetiche nell'area di trattamento negli ultimi 3 mesi, consulta prima il tuo medico. Consulta il Manuale dell'Utente completo per l'elenco completo.

## RICHIESTO: TEST CUTANEO DI 48 ORE

***Fallo una volta prima del tuo primo trattamento completo.***

### 1 Applica il Gel Base

Applica uno strato sottile e uniforme del Gel di Preparazione Base incluso su una piccola area di pelle che intendi trattare (es. linea della mascella).

### 2 Testa al Livello 3

Collega il dispositivo, seleziona il Livello 3 e muovilo con movimenti circolari sull'area di test per 2 minuti. Se sembra troppo caldo, riduci al Livello 2 o 1.

### 3 Attendi 48 ore

Esamina l'area dopo 48 ore. Se la pelle sembra normale (nessun rossore, vesciche o irritazioni), sei pronto per un trattamento completo al livello più alto che ti è sembrato confortevole.

**Sui livelli di energia:** Sensilift ha 3 livelli di energia. I livelli più alti forniscono più energia per risultati più rapidi. Usa il livello che ti è sembrato confortevole durante il test cutaneo e aumentalo gradualmente man mano che la tua pelle si adatta.

# Come trattare, passo dopo passo

Ogni sessione segue gli stessi passaggi. Ogni zona richiede solo 5 minuti.



## 1 Prepara la tua pelle

Assicurati che l'area di trattamento sia pulita, asciutta e priva di creme idratanti, lozioni o trucco. Rimuovi eventuali gioielli. Non usare mai alcol, disinfettante o acetone sulla pelle entro un'ora prima del trattamento.



## 2 Applica il Gel di Preparazione Base

Applica uno strato sottile e uniforme del Gel di Preparazione Base incluso su tutta la zona di trattamento. Questo non è opzionale. Il gel garantisce un corretto trasferimento di energia RF e protegge la pelle.



## 3 Seleziona il tuo livello

Premi il pulsante dell'energia RF per scorrere i Livelli da 1 a 5. Usa il livello determinato durante il test cutaneo.



## 4 Tratta ogni zona per 5 minuti

Posiziona il dispositivo in piano contro la pelle in modo che entrambi gli elettrodi facciano pieno contatto. Lavora su una piccola zona alla volta per 5 minuti, usando movimenti circolari lenti e costanti.



## 5 Termina e pulisci

Premi il pulsante dell'energia per spegnere il dispositivo. Rimuovi il gel rimanente dalla pelle e pulisci gli elettrodi del dispositivo con un panno morbido e umido.



## Nota bene

Se non senti calore dopo circa 30 secondi, prova a concentrarti su un'area più piccola e assicurati che tutti gli elettrodi abbiano pieno contatto con la pelle. La RF si attiverà solo quando gli elettrodi toccheranno correttamente la pelle.

# Dove usare Sensilift

Sensilift è progettato per viso, collo e mani. Tratta ogni zona per 5 minuti a sessione.



## Fronte

Linee orizzontali e area delle sopracciglia.  
Lavora dal centro verso l'esterno.



## Guance

Pieghe naso-labiali e area delle guance.  
Tratta ogni lato separatamente.



## Intorno agli occhi

Zampe di gallina e zona sotto gli occhi. Usa movimenti delicati e lenti.



## Linea della mascella

Dal mento all'orecchio. Concentrati sulle aree dove la pelle cede.



## Collo

Parte anteriore e lati del collo. Usa solo movimenti verso l'alto.



## Mani

Dorso delle mani. Tratta ogni mano separatamente.

**Copertura della sessione:** Puoi trattare fino a 4 zone per sessione per un totale di 20 minuti. Lascia almeno un giorno di riposo tra le sessioni.

## DOPO OGNI SESSIONE

# Cura post-trattamento

- ✓ Rimuovi il Gel di Preparazione Base rimanente dall'area trattata
- ✓ Applica la tua solita crema idratante o siero dopo il trattamento
- ✓ Applica la protezione solare (SPF 30+) prima di qualsiasi esposizione al sole sulle aree trattate
- ✓ Rimani idratato/a per tutto il giorno
- ✗ Evita acqua molto calda e prodotti aggressivi o abrasivi sulle aree trattate per 24 ore
- ✗ Evita l'esposizione diretta al sole sulle aree trattate per 24 ore
- ✗ Se si verifica un arrossamento, lascialo risolvere prima della sessione successiva

*Un lieve arrossamento o calore dopo una sessione è normale e si risolve rapidamente. Se riscontri arrossamenti persistenti, gonfiore, vesciche o disagio, interrompi il trattamento e consulta il tuo medico.*

# 1 sessione a settimana, 5 minuti per zona.

La costanza è l'ingrediente attivo. Il dispositivo fornisce semplicemente le condizioni.

SETTIMANA	ZONA TRATTATA E NOTE	FATTO
<b>Settimana 1</b>	Inizia con 1-2 zone al livello di comfort più basso. Scatta una foto "prima".	<input type="radio"/>
<b>Settimana 2</b>	Aggiungi le zone rimanenti. Aumenta il livello se ti senti a tuo agio.	<input type="radio"/>
<b>Settimana 3</b>	Mantieni il trattamento settimanale. La pelle dovrebbe sembrare notevolmente più liscia.	<input type="radio"/>
<b>Settimana 4</b>	A metà strada. Confronta con la foto della Settimana 1. Cerca cambiamenti di consistenza.	<input type="radio"/>
<b>Settimana 5</b>	Aumenta al Livello 2-3 se ti senti a tuo agio. Scatta una foto dei progressi.	<input type="radio"/>
<b>Settimana 6</b>	Mantieni la rotta. I risultati visibili di solito compaiono ora.	<input type="radio"/>
<b>Settimana 7</b>	Non saltare questa settimana. Le sessioni finali contano.	<input type="radio"/>
<b>Settimana 8</b>	Settimana finale. Scatta la tua foto "dopo". I risultati continuano a migliorare.	<input type="radio"/>

## DOPO LA SETTIMANA 8

### Mantenere i tuoi risultati

Il rimodellamento del collagene continua per diverse settimane dopo la tua ultima sessione. Per mantenere i risultati, riduci a 1 sessione ogni 2-3 settimane come mantenimento.

<b>Saltare il gel</b>	Senza il Gel di Preparazione Base, l'energia RF non può essere trasferita correttamente. Le sessioni senza gel sono inefficaci.
<b>Trattare troppo spesso</b>	Più di 1 sessione a settimana non è vantaggioso. I giorni di riposo permettono alla tua pelle di ricostruirsi.
<b>Contatto scarso</b>	Entrambi gli elettrodi devono toccare la pelle per attivare la RF. Riposiziona se non si sente calore.
<b>Giudicare troppo presto</b>	La RF lavora sotto la superficie per settimane prima che i cambiamenti siano visibili. La settimana 8 non è il tuo risultato finale.
<b>Muoversi troppo velocemente</b>	Movimenti circolari lenti e costanti permettono alla pelle di riscaldarsi uniformemente. La fretta riduce l'efficacia.

# La tua sessione Sensilift a colpo d'occhio

Strappa questa pagina o fai uno screenshot. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno prima di ogni sessione.

## La Tua Sessione



### AREE DI TRATTAMENTO

Fronte, guance, mascella, collo e mani



### FREQUENZA

1 volta a settimana (prime 8 sessioni), poi a settimane alterne



### DURATA DELLA SESSIONE

5 minuti per zona (fino a 20 min in totale)



### DURATA

8 settimane iniziali, poi mantenimento secondo necessità



### GEL RICHIESTO

Sempre. Applicare prima di ogni sessione



### MOVIMENTO

Movimenti circolari lenti e costanti



### CURA POST-TRATTAMENTO

Rimuovi il gel, idrata, SPF 30+ prima del sole



### LIMITE DI SICUREZZA

Sensore termico integrato per un intervallo di funzionamento sicuro



### RISULTATI

I risultati durano circa 3 mesi. Mantieni con 1 sessione ogni 2-3 settimane per preservare i tuoi risultati.

**Domande? Hai bisogno di altro Gel di Preparazione Base?**

[support@sensica.com](mailto:support@sensica.com) · [sensica.com](https://sensica.com)

SENSICA

*Questa guida è destinata all'uso insieme al Manuale dell'Utente Sensilift. Segui sempre tutte le istruzioni di sicurezza e le controindicazioni fornite con il dispositivo. I risultati individuali variano.*